



MAIS OPÇÕES, MELHOR SAÚDE



NOSSA COMPANHIA

Somos uma empresa brasileira focalizada na fabricação e distribuição de produtos médicos hospitalares com o maior portfólio do mercado.

VISÃO

Ser um dos principais parceiros estratégicos de Centros de Saúde no Brasil, através de serviços de qualidade, dinâmico e próximo, oferecendo uma ampla gama de produtos médicos com padrões internacionais.

MISSÃO

Contribuir com centros hospitalares, oferecendo uma ampla gama de produtos médicos, e desta maneira proporcionar-lhes uma melhor qualidade no cuidado da saúde.



NOSSA PROPOSTA



AMPLO PORTFÓLIO de produtos.

PARCEIRO ESTRATÉGICO para os centros hospitalares.

Oferecemos uma EXPERIÊNCIA COM QUALIDADE nos tratamentos.

Serviço confiável, PRÓXIMO E DINÂMICO.

Produtos com padrões de QUALIDADE INTERNACIONAL.

CAPACITAÇÃO para a utilização correta dos produtos.

NOSSO PORTFÓLIO DE PRODUTOS

AV

ACESSO VASCULAR

PAG 4

VD

VIAS DIGESTIVAS

PAG 10

VR

VIAS RESPIRATÓRIAS

PAG 15

VU

VIAS URINÁRIAS

PAG 17

DR

DRENAGEM

PAG 19

OT

OUTROS

PAG 22

INDICAÇÕES:

Para a administração de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, soluções intravenosas em pacientes recém-nascidos, bebês e pediátricos que precisam de tratamento parenteral prolongada, pacientes com enterocolite necrotizante (NEC), pacientes em unidades de cuidados intensivos, doentes submetidos a cirurgia necessitando de jejum prolongado, pacientes com doenças metabólicas.

DETALHES DO PRODUTO

- Cateter 1 Vía: Mono Lumen.
- Marcações centimetradas e ponta pintada para verificar uma correta colocação e a extração total do cateter.
- Introduutor peel off e agulha com orifício lateral. Com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno sanguíneo venoso.
- O kit inclui: fita métrica descartável, pinça de metal, garrote hemostático de silicone, introduutor peel off e válvula conector Safety sem agulha.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Cateter 100% Poliuretano **RADIOPACO** grau médico.

Dimensões e lúmenes adequados para recém nascidos de muito baixo peso e prematuros.

Informações de calibre e comprimento.

Permite a administração de soluções hiperosmolares

**Informações Técnicas / Modelos**

Código	Calibre (Fr.)	Ø Externo e Interno (mm) + Comprimento (cm)
5003-01.15-01	1.0	0.40 x 0.20 x 15 cm
5003-01.20-01	1.0	0.40 x 0.20 x 20 cm
5003-01.30-01	1.0	0.40 x 0.20 x 30 cm
5003-02.15-01	2.0	0.62 x 0.30 x 15 cm
5003-02.20-01	2.0	0.62 x 0.30 x 20 cm
5003-02.30-01	2.0	0.62 x 0.30 x 30 cm
5003-02.50-01	2.0	0.62 x 0.30 x 50 cm
5003-03.15-01	3.0	1.00 x 0.50 x 15 cm
5003-03.30-01	3.0	1.00 x 0.50 x 30 cm
5003-03.60-01	3.0	1.00 x 0.50 x 60 cm
5003-04.15-01	4.0	1.35 x 0.80 x 15 cm
5003-04.60-01	4.0	1.35 x 0.80 x 60 cm
5003-05.60-01	5.0	1.65 x 1.05 x 60 cm



CATETER PERCUTÂNEO DUPLO-LUMEN PICC COM INTRODUTOR // POLIURETANO

INDICAÇÕES:

Para a administração de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, soluções intravenosas em pacientes recém-nascidos, bebês e pediátricos que precisam de tratamento parenteral prolongada, pacientes com enterocolite necrotizante (NEC), pacientes em unidades de cuidados intensivos, doentes submetidos a cirurgia necessitando de jejum prolongado, pacientes com doenças metabólicas.

DETALHES DO PRODUTO

- Cateter 2 Vías: Duplo Lumen, para a administração de soluções incompatíveis.
- Marcações centimetradas e ponta pintada para verificar uma correta colocação e a extração total do cateter.
- Introduutor peel off e agulha com orifício lateral. Com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno sanguíneo venoso.
- O kit inclui: fita métrica descartável, pinça de metal, garrote hemostático de silicone, introduutor peel off e válvula conector Safety sem agulha.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Cateter 100% Poliuretano **RADIOPACO** grau médico.

Dimensões e lúmenes adequados para recém nascidos de muito baixo peso e prematuros.

Informações de calibre e comprimento.

Permite a administração de soluções hiperosmolares.



Informações Técnicas / Modelos

Código	Calibre (Fr.)	Ø Externo e Interno (mm) + Comprimento (cm)
5003-02.20-2	2.0	0.64 x 0.20x2 x 20 cm
5003-02.30-2	2.0	0.64 x 0.20x2 x 30 cm
5003-02.50-2	2.0	0.64 x 0.20x2 x 50 cm
5003-03.50-2	3.0	0.95 x 0.30x2 x 50 cm
5003-04.60-2	4.0	1.40 x 0.40x2 x 60 cm

CATETER PERCUTÂNEO MONO-LUMEN
PICC COM INTRODUTOR // SILICONE

INDICAÇÕES:

Para a administração de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, soluções intravenosas em pacientes recém-nascidos, bebês e pediátricos que precisam de tratamento parenteral prolongada, pacientes com enterocolite necrotizante (NEC), pacientes em unidades de cuidados intensivos, doentes submetidos a cirurgia necessitando de jejum prolongado, pacientes com doenças metabólicas.

DETALHES DO PRODUTO

- Cateter de 1 Vía: Mono Lumen.
- Garrote de silicone que não lesiona a pele e se adapta à superfície de fixação.
- Introduutor Peel Off e agulha com orifício lateral. Com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno venoso sanguíneo.
- O kit inclui:
 - 1 cateter percutâneo mono-lumen,
 - 1 introdutor SILFLASH,
 - 1 fita métrica de 65 cm com conector,
 - 1 pinça metálica,
 - 1 conector intermitente luer lock (segurança),
 - 1 garrote de silicone 50cm,
 - 1 prolongador luer lock.
 - 1 extensor em PVC com conectores luer e clamp



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Cateter 100% Silicone RADIOPACO. Numerado cada 1 cm.

Diminui os custos diários de internação.

Seu diâmetro interior assegura o volume do líquido requerido para o paciente.

Permite a administração de soluções hiperosmolares.



Informações Técnicas / Modelos

Código	Calibre (Fr.)	Ø Externo e Interno (mm) + Comprimento (cm)
5004-1,9.30-1	1.9	0.60 x 0.28 x 30 cm
5004-2,0.50-1	2.0	0.62 x 0.30 x 50 cm
5004-3,0.50-1	3.0	1.00 x 0.50 x 50 cm
5004-4,0.65-1	4.0	1.40 x 0.75 x 65 cm
5004-5,0.65-1	5.0	1.70 x 0.80 x 65 cm



CATETER PERCUTÂNEO DUPLO-LUMEN PICC COM INTRODUTOR // SILICONE

INDICAÇÕES:

Para a administração de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, soluções intravenosas em pacientes recém-nascidos, bebês e pediátricos que precisam de tratamento parenteral prolongada, pacientes com enterocolite necrotizante (NEC), pacientes em unidades de cuidados intensivos, doentes submetidos a cirurgia necessitando de jejum prolongado, pacientes com doenças metabólicas.

DETALHES DO PRODUTO

- Cateter de 2 Vias: Duplo Lumen, para a administração de soluções incompatíveis.
- Garrote de silicone que não lesiona a pele e se adapta à superfície de fixação.
- Introduzor Peel Off e agulha com orifício lateral. Com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno venoso sanguíneo.
- O kit inclui:

- 1 cateter percutâneo duplo-lumen com orifícios distais,
- 1 introduzor SILFLASH,
- 1 fita métrica de 65 cm com conector,
- 1 pinça metálica,
- 2 conectores intermitentes luer lock (segurança),
- 1 garrote de silicone 50cm,
- 1 prolongador luer lock,
- 1 prolongador luer lock-G.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Cateter 100% Silicone RADIOPACO. Numerado cada 1 cm.

Diminui os custos diários de internação.

Seu diâmetro interior assegura o volume do líquido requerido para o paciente.

Permite a administração de soluções hiperosmolares.



Informações Técnicas / Modelos

Código	Calibre (Fr.)	ø Externo e Interno (mm) + Comprimento (cm)
5008-03.50-2	3.0	1.00 x 0.20x2 x 50 cm
5008-04.65-2	4.0	1.40 x 0.30x2 x 65 cm
5008-05.65-2	5.0	1.79 x 0.40x2 x 65 cm

INDICAÇÕES:

Dispositivo para a colocação do cateter percutâneo mono ou duplo lumen, silicone ou poliuretano, para a administração de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, infusão de fármacos vasoativos, soluções intravenosas em pacientes recém-nascidos, bebês e pediátricos que precisam de tratamento parenteral prolongada, pacientes com enterocolite necrotizante (NEC), pacientes em unidades de cuidados intensivos, doentes submetidos a cirurgia necessitando de jejum prolongado, pacientes com doenças metabólicas.

DETALHES DO PRODUTO

- Cateter com agulha para punção periférica com câmara de refluxo transparente peel-off.
- Usado em pacientes que necessitam de colocação de cateteres PICC

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Agulha com orifício lateral.

Cateter 100% Poliuretano RADIOPACO com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno sanguíneo venoso.

Dispositivo incluído no kit do cateter percutâneo PICC e fornecido também separadamente.



Informações Técnicas / Modelos

Código	Calibre (Fr.)	Agulha (GA)
5006	2.0	22
5006	3.0	19
5006	4.0	17
5006	5.0	15
5006	6.0	14

CATETER UMBILICAL ARTERIAL



INDICAÇÕES:

Para uso arterial em pacientes neonatais que necessitam de internação prolongada em Unidades de Terapia Intensiva. Recem nascidos de baixo peso. Prematuros extremo. Pacientes que requerem extrações sanguíneas frequentes. Pacientes com bilirrubinemia e que requerem exangüíneo transfusão

DETALHES DO PRODUTO


- Marcado por centímetro a partir de 4 cm a 24 cm em toda sua extensão.
- Extremidade arredondada, para reduzir o risco de lesão venosa.
- Fácil manuseio (manipulação) e deslizamento ao introduzir.
- A marcação garante o correto posicionamento e de manutenção durante o tratamento.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Cateter 100% poliuretano
RADIOPACO

Extremidade (distal) aberta, para assegurar extração de amostra de sangue.

Possui um conector luer lock na sua extremidade proximal.



Informações Técnicas / Modelos

Código	CH/FR	ø Externo (mm)	ø Interno (mm)	Comprimento (mm)
5002.25	2.5	0.40	0.80	30.5
5002.35	3.5	0.60	1.15	41
5002.40	4.0	0.78	1.40	41
5002.50	5.0	0.80	1.60	41
5002.60	6.0	1.00	2.00	41

INDICAÇÕES:

Para administração de alimentos em pacientes incapazes de ingerir por via oral.

Esvaziado e lavagem gástrica em pacientes com intoxicação por ingestão de alimentos ou medicamentos.

Pode ser utilizado para coleta de amostras para fins de diagnóstico.



**DETALHES DO
PRODUTO**

- Marcado a 20, 30, 40 e 50 cm.
- Não produz úlceras de pressão.
- Maior conforto para o paciente.
- Sem atrito doloroso durante a colocação.
- Menor risco de obstrução por flexão ou acúmulo de solução.

**CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS**

100% silicone com linha
RADIOPACA.

Extremo distal fechado e
arredondado com orifícios proximal.

**Informações Técnicas / Modelos**

Pediátrico				
Código	CH/ FR	ø Externo (mm)	ø Interno (mm)	Comprimento (mm)
2004.04	4.0	1.40	0.75	45
2004.06	6.0	2.00	1.00	45
2004.07	7.0	2.30	1.25	105
2004.09	9.0	3.00	1.75	105
2 perfurações laterais				


Adulto				
Código	CH/ FR	ø Externo (mm)	ø Interno (mm)	Comprimento (mm)
2009.10	10.0	3.30	2.00	125
2009.12	12.0	4.00	2.50	125
2009.14	14.0	4.70	3.00	125
2009.16	16.0	5.30	3.50	125
2009.18	18.0	6.00	4.00	125
4 perfurações laterais				



SONDA PARA GASTROSTOMIA COM BALÃO

INDICAÇÕES:

Para administração de alimentos diretamente na cavidade gástrica, em pacientes incapazes de ingerir por via oral, pacientes com Refluxo Gastroesofágico e malformação do trato gastrointestinal superior; pacientes submetidos à cirurgia de Refluxo Gastroesofágico e pacientes com transitória ou gastrostomia permanente.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Demarcado em centímetros para identificar a profundidade abdominal, com balão e anel para fixação.

Grande variedade de tamanhos e calibres disponíveis.

Anel de travamento que impede o deslocamento da sonda.

100% silicone com linha RADIOPACA.



Informações Técnicas / Modelos

Pediátrica			
Código	CH/FR	ø Externo (mm)	Vol. Interno (ml)
2008.12	12	4.00	5
2008.14	14	4.70	5
2008.16	16	5.30	5
2008.18	18	6.00	5
2008.20	20	6.70	5

Adulto			
Código	CH/FR	ø Externo (mm)	Vol. Interno (ml)
2001.18	18	6.00	20
2001.20	20	6.70	20
2001.22	22	7.30	20
2001.24	24	8.00	20

VIAS DIGESTIVAS

SONDA TRANSPILÓRICA COM LASTRE E MANDRIL

INDICAÇÕES:

Para pacientes incapazes de ingerir por via oral, pacientes com Refluxo Gastroesofágico e malformações do trato digestivo superior; pacientes submetidos à cirurgia de Refluxo Gastroesofágica e doentes com pancreatite.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Extremidade distal fechada com orifícios laterais.

Pesos de tungstênio que facilitam a passagem através do píloro.



Mandril semi-rígido arredondado.

Opções: Em duas apresentações em 100% Silicone ou Poliuretano RADIOPACO.



DETALHES DO PRODUTO

- Marcado a cada 10 cm.
- Ele permite o gerenciamento de alimentos especialmente preparados para a cavidade intestinal.



Informações Técnicas / Modelos

POLIURETANO					
Código	CH/FR	Ø Externo (mm)	Ø Interno (mm)	Comprimento (mm)	Orifícios
2006-08	8.0	2.70	1.50	120	4
2006-10	10.0	3.30	2.00	125	4
2006-12	12.0	4.00	2.50	125	4
2006-14	14.0	4.70	3.00	125	4

SILICONE					
Código	CH/FR	Ø Externo (mm)	Ø Interno (mm)	Comprimento (mm)	Orifícios
2005-08	8.0	2.70	1.50	105	4
2005-10	10.0	3.30	2.00	125	4
2005-12	12.0	4.00	2.50	125	4
2005-14	14.0	4.70	3.00	125	4

CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA - PEG

INDICAÇÕES:

Para administração direta de alimentos na cavidade do gástrica em pacientes incapazes de ingerir por via oral, os pacientes com refluxo gastroesofágico e malformações do trato gastrointestinal superior; pacientes submetidos à cirurgia de Refluxo Gastroesofágico e os pacientes com gastrostomia transitórias ou permanentes.

DETALHES DO PRODUTO

- Conjunto completo: agulha de introdução, bisturi, guia de instalação flexível, grampo de fixação ergonômico, conector simples e duplo com tampa, anel de travamento com grampo e campo cirúrgico estéril.
- Cabeça Radiopaca.
- Possui laço flexível multifilamento para a colocação fácil.
- Fácil manuseio.
- Colocação menos traumática.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Demarcada por centímetro.
Sonda 100% silicone.



Informações Técnicas / Modelos

Código	CH/FR	ø Externo (mm)	Comprimento (cm)
2003.14.70	14	4.70	70
2003.16.90	16	5.30	90
2003.18.90	18	6.00	90
2003.20.90	20	6.70	90
2003.22.90	22	7.30	90
2003.24.90	24	8.00	90

INDICAÇÕES:

Para administração de alimentos diretamente na cavidade gástrica, em pacientes incapazes de ingerir por via oral, pacientes com Refluxo Gastroesofágico e malformação do trato gastrointestinal superior; pacientes submetidos à cirurgia de Refluxo Gastroesofágico e pacientes com gastrostomia transitória ou permanente.

DETALHES DO PRODUTO

- Perfil baixo do dispositivo é confortável para as atividades usuais de pacientes.
- Possui válvula de retenção em Silicone.
- A descompressão é feita desde o tubo de extensão para alimentação.
- O kit inclui: 1 botão gástrico, 2 tubos para alimentação, 2 suplementos 100% silicone, 1 medidor de pared abdominal, 1 seringa de 60 ml bico catéter, 1 seringa tipo luer slip e 1 mandril introdutor de colocação abdominal.
- Disponível Kit de tubos para alimentação e substituição.

**CARACTERÍSTICAS DESTACADAS**

Botão em 100 % Silicone com cabeça **RADIO-PACA**.

Sistema de conexão segura do tubo ao Botão (com **Clik**) que impede mover o tubo de alimentação fora de posição.

Longa estadia.

Não precisa manutenção.

**Informações Técnicas / Modelos**

Código	Calibre (Fr.)	ø Externo e Interno (mm)
2002.18.12	18	6.00 x 1.20
2002.18.17	18	6.00 x 1.70
2002.18.24	18	6.00 x 2.40
2002.18.34	18	6.00 x 3.40
2002.20.17	20	6.70 x 1.70
2002.20.24	20	6.70 x 2.40
2002.24.17	24	8.00 x 1.70
2002.24.24	24	8.00 x 2.40
2002.24.34	24	8.00 x 3.40
2002.24.44	24	8.00 x 4.40



CÂNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA

INDICAÇÕES:

Para a administração de oxigênio em pacientes neonatos, pediátricos e adultos com desconforto respiratório leve.

DETALHES DO PRODUTO


- Extensão em tubo vinílico de 2.10 e 7.50 cm de comprimento, com interior em formato de trevo no seu interior, para evitar acotovelamento e garantir um fluxo contínuo.
- As prongas em silicone que vão as narinas são ajustáveis, flexíveis e com extremidades arredondadas.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Não produz dermatite.

Não produz úlceras de pressão.

Cânula 100% silicone.



Informações Técnicas / Modelos

Código	CH/FR	Ø Externo (mm)	Comprimento (mm)
1003-6	0.6	2.30	2.10
1003-9	0.9	3.30	2.10
1003-12	12	4.00	2.10
1003-12.75	12	4.00	7.50

**INDICAÇÕES:**

Para a administração de ar / oxigênio, com pressão positiva em neonatos com respirações espontâneas.

DETALHES DO PRODUTO

- Kit de utilização: uma cânula 100% Silicone, tubos corrugados, tubo auxiliar de 40 cm, conectores e gorro com fixação.
- Tubos corrugados e flexíveis (permite a mobilidade sem o risco de dobras).
- Conectores para os vários equipamentos e ventiladores.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Adaptável a fossa nasal.

Não produz lesões e pressão no septo.

Capacidade de se adaptar ao CPAP ou bolhas.

Cânula 100% silicone transparente.

**Informações Técnicas / Modelos**

Código	CH/FR	Ø Cânula (mm)	Comprimento (mm)	Recomendação de uso por peso
1002.08	8.0	9.00	9.00	Menos de 1000 gr.
1002.10	10.0	9.00	9.00	De 1000 a 1500 gr.
1002.12	12.0	10.00	10.00	De 1500 a 2000 gr.
1002.15	15.0	12.50	12.50	Mais de 2000 gr.



COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO (NEONATO)

INDICAÇÕES:

Para o esvaziamento da bexiga e obter amostra de urina estéril para fins de diagnóstico em pacientes que requerem rigoroso controle de diurese.

DETALHES DO PRODUTO

- Conector de silicone rígido e adaptável ao cateter.
- Clamp para esvaziar o bureta.
- Cateter 100% Silicone não produz dor ou ferimentos devido ao atrito.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

O sistema fechado reduz o risco de infecção.

Bureta para a medição da urina drenada.

Conector com ponta de silicone para coleta de amostra.

Sonda 100% silicone radiopaco com extremidade fechada.



Informações Técnicas / Modelos

Código	CH/FR	ø Externo (mm)	ø Interno (mm)
4002-04	4.0	1.40	0.75
4002-06	6.0	2.00	1.00
4002-08	8.0	2.70	1.50
4004.6	s/sonda	-	-

Volume da bureta (150ml)

INDICAÇÕES:

Dispositivo que controla a drenagem urinária suavemente. Tem forma tubular, para ser introduzido na cavidade vesical pela uretra para drenagem e/ou esvaziamento da bexiga.

**CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS**

Balão tem a função de retenção da sonda na bexiga.

A sonda possui orifício que permite o esvaziamento em proporções adequadas.

Capacidade do balão: o volume de líquido a ser introduzido no balão conforme orientação do fabricante.

100% silicone transparente.

**DETALHES DO
PRODUTO**

- Produto de uso único e estéril.
- Sonda de tubo flexível com Balão para passar pela uretra, chegando à bexiga e permitindo a passagem de urina até o saco coletor.
- Vários tamanhos.
- Sonda de drenagem em 2 vias.
- Válvula de ar de fácil manipulação.
- Via de irrigação.

Informações Técnicas / Modelos

Código	CH/FR	Balão	Vias
4003.06	06	1.5	2
4003.08	08	3.0	2
4003.10	10	3.0	2
4003.12	12	5-10	2
4003.14	14	5-10	2
4003.16	16	5-15	2
4003.18	18	5-15	2
4003.20	20	5-15	2
4003.22	22	5-15	2
4003.24	24	5-15	2



DRENAGEM DE CANAL ABERTO E ABERTO SIMPLES

INDICAÇÕES:

Para a retirada do líquido sanguíneo, ou ar acumulado nos espaços do corpo, resíduos pós-cirúrgicos, principalmente cirurgias abdominais, pélvicas, retroperitoneal e cardiovasculares.

DETALHES DO PRODUTO

- Seção de tubo de drenagem circular (80 cm de comprimento).
- Longa permanência.
- Maior área de contato com secreções.
- Absorção rápida e eficiente.
- Maior conforto para o paciente.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Absorção longitudinal, todo o caminho do tubo implantado.

Com linha radiopaca em toda sua extensão.

O sistema inclui um conector escalonado e um conector Luer Slip duplo.

Tubo 100% silicone transparente.



Informações Técnicas / Modelos

Código	CH/FR	Reservatório
3001.10.100	10	100
3001.10.200	10	200
3001.15.100	15	100
3001.15.200	15	200
3005.19.100	19	100
3005.19.200	19	200

INDICAÇÕES:

Para a remoção de fluido de sangue ou ar acumulado nos espaços corporais, resíduos pós-cirúrgicos (cirurgia abdominal, pélvica e retroperitoneal, cardiovascular, torácica e estética).

**CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS**


Seção plana com "multiperfurados".

Lumens Interior. Melhora a drenagem de fluídos em qualquer ponto ao longo do segmento plano.

100% silicone transparente.

**DETALHES DO
PRODUTO**

- Aumento da capacidade de absorção.
- Tubo plano com linha radiopaca.
- Longa permanência.
- Maior conforto para o paciente.
- Fácil manuseio.
- Redução do risco de obstrução do fluxo por acotovelamento, torção e / ou esmagamento.

**Informações Técnicas / Modelos**

Código	Largura do perfurado	Reservatório (ml)
3002.07.100	07	100
3002.07.200	07	200
3002.10.100	10	100
3002.10.200	10	200

INDICAÇÕES:

Para sucção por pressão negativa das secreções em pacientes submetidos à cirurgia abdominal ou renal pélvica, e para a remoção de conteúdo intraperitoneal de uma cirurgia ou devido a complicações.

DETALHES DO PRODUTO

- A flexibilidade em silicone e a resistência permitem gerar pressão negativa para a aspiração.
- A transparência e a graduação facilitam a avaliação das características do líquido drenado.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Adaptável a todo o tipo de drenagem.

Válvula Anti-Refluxo.

100% silicone transparente.



Informações Técnicas / Modelos

Código	Volume (ml)
3003.100	100ml
3003.200	200ml

VÁLVULA CONECTORA DE SEGURANÇA DE PRESSÃO NEUTRA

INDICAÇÕES:

Válvula Safety para administração e infusão de medicamentos, isento de agulhas, reduzindo o risco de acidentes dos profissionais da saúde.

DETALHES DO PRODUTO

- Manuseio e acesso mais fácil e simples
- Conexão da válvula com superfície lisa de fácil desinfecção
- Acesso rápido e seguro de todas as vias de infusão.
- Compatível com todos os acessos intravenosos.
- Corpo transparente e resistente.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Válvula -free, Válvula – free, isento de látex;
Compatível com conexões Luer-Lock e Luer-Slip;
Vazão de fluxo: 360 ml/min;
Volume de priming: 0.09 ml;
Número de ativações: 200;
Troca do produtos: havendo a troca das linhas de infusão bem como conforme o protocolo da instituição



Informações Técnicas / Modelos

Válvula Safety		
Código	FR	Volume (ml)
7001.9	5	40 cm com seringa de 3 ml
7001.10	7	41 cm com seringa de 3 ml



CATETER PARA HISTEROSALPINGOGRAFIA (HSG) E HISTEROSONOGRAFIA

INDICAÇÕES:

O cateter com balão de silicone é utilizado na realização da sonohisterografia por infusão de soro fisiológico ou por injeção de meio de contraste na cavidade uterina e nas trompas de falópio para avaliação de obstrução tubária.

DETALHES DO PRODUTO

Cateter diagnóstico em Tecoflex duplo lúmen, um dos lúmens para injeção de contraste e o outro para insuflação do balão.

- Kit com seringa para insuflação do Balão, bainha ou estilete de inserção e posicionamento, torneira e clamp corta fluxo.
- Balão feito em Silicone. Capacidade: 3 cc

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Bainha maleável facilita a introdução.

Bainha transparente permite a fácil colocação do cateter.


Ponta arredondada com orifício laterais.

Pequeno diâmetro permite colocação próxima do probe de ultra-som.

Torneira para inflar o balão e torneira branca para injeção do contraste.

Seringa 3 ml para inflar o balão conectada a torneira para bloqueio do balão.

Outra via com clamp para infusão do contraste.




Informações Técnicas / Modelos

Cateter HSG		
Código	FR	Volume (ml)
7002.5	5	40 cm com seringa de 3 ml
7002.7	7	41 cm com seringa de 3 ml



Acesse nosso site



Alameda Mercúrio. 120
American Park Empresarial
Indaiatuba | SP - CEP 13347-662
Telefone: +55 19 3825-3555
www.blentamedical.com