


DETALHES DO PRODUTO

- Cateter 100% Poliuretano RADIOPACO com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno sanguíneo.
- Introdutor peel off e agulha com orifício lateral para os tamanhos 2 e 3 FR.
- Usado em pacientes que necessitam de colocação de cateteres PICC.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa: Standard nº81158510022
Silflash nº81158510024

Código	Calibre (Fr.)	Calibre (Ga)	Di Metro Interno (mm)	Di Metro Externo (mm)
5006.02-8	2,0	22	0,76	1,12
5006.03-8	3,0	19	1,12	1,47
5007.04-7	4,0	17	1,52	1,88
5007.05-7	5,0	15	1,88	2,24