




DETALHES DO PRODUTO

- 1 Cateter para inserção endovenosa mono lúmen em poliuretano.
- 1 Introdutor peel off (bipartido) modelo Silflash ou Standard.
- 1 Fita Métrica descartável
- 1 Pinça metálica
- 1 Conector safety sem agulha
- 1 Garrote hemostático em Silicone

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº 81158510018 / Com introdutor Silflash (Códigos 5003)
Registro ANVISA nº 81158510029 / Com introdutor standard (Códigos 5012)

Código	Calibre (Fr.)	Diâmetro Externo x Diâmetro Interno (mm)	Introdutor (FR)	Comprimento (cm)	Lúmen
5003.02.15-1	2,0	0,62 x 0,30	2,0	15	1
5003.02.30-1	2,0	0,62 x 0,30	2,0	30	1
5003.03.30-1	3,0	1,00 x 0,50	3,0	30	1
5003.03.60-1	3,0	1,00 x 0,50	3,0	60	1
*5012.04.60-1	4,0	1,35 x 0,80	4,0	60	1
*5012.05.60-1	5,0	1,65 x 1,05	5,0	60	1