




Catéter Umbilical Duplo Lumen

ACESSO VASCULAR

DETALHES DO PRODUTO

- Catéter 100% poliuretano Duplo Lumen, grau médico, RADIOPACO.
- Marcações centimetradas.
- Extremidade (distal) aberta.
- Marcado por centímetro a partir de 4 cm a 24 cm em toda sua extensão, garante o correto posicionamento.
- Fácil manuseio (manipulação) e deslizamento ao introduzir.
- Extremidade proximal com conexão luer lock em cada uma das vias.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº: 81158510027

Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (mm)
5001.35-2	3,5	1,30	380
5001.50-2	5	1,75	380