




## DETALHES DO PRODUTO

- Cateter 100% Poliuretano Mono Lumen grau médico RADIOPACO.
- Marcações centimetradas.
- Extremidade (distal) aberta.
- Marcado por centímetro a partir de 4 cm a 24 cm em toda sua extensão, garante o correto posicionamento.
- Fácil manuseio (manipulação) e deslizamento ao introduzir.
- Possui um conector luer lock na sua extremidade proximal.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



## Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº 81158510008

Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (mm)
5002.25	2,5	0,80	0,40	305
5002.35	3,5	1,15	0,60	410
5002.40	4,0	1,40	0,78	410
5002.50	5,0	1,60	0,80	410
5002.60	6,0	2,00	1,00	410