




## DETALHES DO PRODUTO

- O sistema fechado reduz o risco de infecção.
- Obtenção de urina estéril para fins de diagnóstico .
- Bureta para a medição da urina drenada de 150 ml.
- Conector com ponta de silicone para coleta de amostra.
- Sonda 100% silicone radiopaco com extremidade fechada.
- Conector de silicone rígido com ponto de coleta de amostra e adaptável ao cateter ou sondas.
- Clamp para esvaziar o bureta.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



### Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº 81158510009  
Registro ANVISA nº 81158519001

Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)
4002.04	04	1,40	0,75
4002.06	06	2,00	1,00
4002.08	08	2,70	1,50
4004.06	SEM SONDA	2,00	1,00

Volume da bureta (150 ml)