



## DETALHES DO PRODUTO

- Conector de segurança pressão neutra.
- Válvula free em silicone grau médico.
- Compatível com conexões Luer-Lock e Luer-Slip.
- Vazão de fluxo: 360 ml/min.
- Volume de priming: 0,06 mL.
- Número de ativações: 200.
- Acesso rápido e seguro de todas as vias de infusão.
- Compatível com todos os acessos intravenosos.
- Corpo transparente e resistente.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



### Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº 81158510019

Código	Pressão	Resistencia máxima a pressão (Kpa)	Volume de armazenamento de líquido (mL)	Velocidade de Fluxo (mL/min)
7001-9	Neutra	150	0.06	220-260