



## DETALHES DO PRODUTO

- 1 sonda 100% de silicone com linha radiopaca e disco de retenção em silicone.
- 1 Laço flexível multifilamento para a colocação fácil.
- 1 fio guia metálico e maleável.
- 1 Bisturi Safety.
- 1 conector reto e 1 conector em Y.
- 1 Clamp de fixação ergonômico.
- 1 Anel de travamento com grampo e campo cirúrgico estéril.
- 1 Campo cirúrgico fenestrado.
- 1 Agulha Introdutora.
- 1 Agulha 22GA.
- 1 Agulha 26GA.
- 1 Seringa.
- 1 Clamp.
- 1 Tesoura.
- 1 Pinça.
- 6 Gazes.
- 1 pinça para polipectomia.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



## Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº 81158510026

Código	Diâmetro FR	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (cm)
2011.20.60	20	6,70	4,00	60
2011.24.60	24	8,00	5,00	60