



## DETALHES DO PRODUTO

- Adaptável a todo o tipo de drenagem.
- Válvula Anti-Refluxo.
- 100% silicone transparente.
- Com marcação de volume.
- A flexibilidade em silicone e a resistência permitem gerar pressão negativa para a aspiração.
- A transparência e a graduação facilitam a avaliação das características do líquido drenado.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



## Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº 81158510016

Código	Volume (ml)
3003.100	100ml
3003.200	200ml