



DETALHES DO PRODUTO

- Sonda 100% silicone transparente com linha radiopaca com duas vias (central e de inflar).
- Balão tem a função de retenção da sonda na bexiga.
- A sonda possui orifício que permite o esvaziamento em proporções adequadas.
- Sonda de tubo flexível com Balão para passar pela uretra, chegando à bexiga e permitindo a passagem de urina até o saco coletor.
- Válvula de ar de fácil manipulação.
- Via de irrigação.
- Capacidade do balão: volume de líquido a ser introduzido no balão conforme tabela abaixo.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº 81158510005

Código	FR	Capacidade de preenchimento do balão (ml)	Comprimento (mm)
4003.06	06	1,5	310
4003.08	08	3,0	310
4003.10	10	3,0	310
4003.12	12	5-15	400
4003.14	14	5-15	400
4003.16	16	5-15	400
4003.18	18	5-15	400
4003.20	20	5-15	400
4003.22	22	5-15	400
4003.24	24	5-15	400